

## Xspurt™ Finale 1.1ml con Lidocaina

**Produttore:** NewMedic Co., Ltd. - South Korea



Filler dermico a base di **Acido ialuronico reticolato con BDDE** che utilizza l'esclusiva **Hexagonal Block Cross-linking Technology (HBCT)**, brevettata da Newmedic, per creare una struttura fitta che mantiene l'HA a una temperatura costante. Ciò permette di **rallentare** la **decomposizione** del filler e di **migliorarne** significativamente la **durata**.

<b>Indicazioni d'uso</b>	Contorno viso, mento e zigomi
<b>Area dell'iniezione</b>	Tessuto sottocutaneo
<b>Composizione</b>	24mg/ml HA con 0.3% Lidocaina
<b>Tipologia</b>	Monofasico
<b>Durata effetto</b>	12 - 18 mesi
<b>Uso</b>	Singolo
<b>Origine HA</b>	Non animale
<b>Conservazione</b>	2°C - 25°C
<b>Volume della siringa</b>	1.1ml
<b>Dimensione ago</b>	26G
<b>G' modulus</b>	260 ~ 300 Pa
<b>G'' modulus</b>	23.7 Pa

**Consigliato per:** ripristino della definizione dei contorni del viso e aumento del volume di mento e zigomi.